

BRUDYAL®

Solución humectante

STERILE A



CE
0318

300106

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN HUMECTANTE BRUDYAL

APLICACIONES

La Solución humectante BRUDYAL son unas gotas humectantes que alivian los síntomas de irritación, sequedad y cansancio ocular. Su especial formulación contiene Hialuronato de sodio, una sustancia natural presente en el ojo, que forma una película uniforme y protectora con una gran capacidad de absorción de agua y resistencia a la evaporación. Proporciona una alta hidratación al ojo, mejorando así el confort visual y el porte de las lentes de contacto. Especialmente recomendadas para usuarios de lentes de contacto en situaciones que aumenten la sequedad o irritación del ojo.

MODO DE EMPLEO

- Lavarse las manos con agua y jabón antes de usar el producto.
- Coger una ampolla de la Solución humectante BRUDYAL y abrirla girando la lengüeta superior.
- Uso directo: Instilar una o dos gotas en cada ojo y parpadear varias veces.
- Uso en lente de contacto: Aplicar una o dos gotas en la cara interna de la lente antes de llevarla al ojo.
- Usar la Solución humectante BRUDYAL cuantas veces se precise.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este producto no lleva conservantes. Una vez abierta la ampolla utilizar inmediatamente y después del uso desechar la solución sobrante ya que podría contaminarse y su utilización ser causa de infección.
- Una ampolla solo podrá ser utilizada por una misma persona.
- No utilizar sobrepasada la fecha de caducidad.
- No utilizar si la ampolla está dañada.
- No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes.
- En caso de irritación ocular, consultar con un especialista.
- No conservar a temperatura superior a 25°C.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Sodio, Tampón de Ácido Bórico/
Borato de Sodio con Edetato Disódico 0,1%
y Ácido Hialurónico 0,1%.



FABRICANTE

Unolab Manufacturing, S.L. Av/ De las flores,
6. 28970 Humanes de Madrid (Madrid). España

DISTRIBUIDO

BRUDYLAB, S.L. C/ Riera de Sant Miquel, 3
2º 4ª. 08006 Barcelona. Tel. +34 93 217 03 66

Rev. 2010/DIC/03